


Anche Ludger Beerbaum
ha scelto ZAMAR



Sport...e non solo

ZAMAR da il meglio di sé nella pratica agonistica anche nell'uso giornaliero si riscontrano risultati positivi. Tutte le discipline dell'equitazione, possono avvalersi di questo metodo rivoluzionario nel trattamento dei problemi tendinei e muscolari, sia nella fase pre/post gara, **ma anche per la terapia quotidiana.**
Detto trattamento è vivamente consigliato dai medici veterinari.

Abbiamo provato e utilizzato sul campo l'apparecchiatura ZAMAR fornendola in dotazione a cliniche veterinarie con esperienze professionali d'alto livello e a diretto contatto con la scena agonistica nazionale ed internazionale.

I risultati sono stati di grande soddisfazione sia per le risposte terapeutiche sia per la facilità d'utilizzo, nonché per la versatilità della macchina.


In ogni disciplina sportiva sono infiniti i casi di patologie derivate da traumi o dal lavoro estremo dell'apparato muscolo-scheletrico.

L'apparecchiatura ZAMAR è stata sperimentata in tempi e modi significativi in tutte le discipline ippiche.

Di seguito riportiamo un elenco di alcune patologie trattate su cavalli sportivi dopo gare di particolare impegno ed importanza:

- **Contratture /lesioni muscolari e tendinee**
- **Infiammazioni e tumefazioni da stress e affaticamento**
- **Dolori e fastidi da affaticamento**
- **Ristagni di acido lattico**
- **Ematomi e travasi da contusioni, traumi e lacerazioni tissutali**

I risultati sono stati estremamente positivi in particolare è stata assai apprezzata la possibilità di trattare le patologie in modo efficace e personalizzato: crioterapia, termoterapia, alternanza caldo/freddo con massaggio.



Una risorsa fondamentale: La temperatura costante

I trattamenti convenzionali (classica borsa del ghiaccio o sacche di gel glicolico) non garantiscono il mantenimento della temperatura in corso terapeutico. **ZAMAR ha sviluppato il proprio metodo per risolvere in modo definitivo e sicuro il problema dei trattamenti col freddo e col caldo.**

Modelli

PATENT
PENDING

Descrizione Tecnica

NEW

	STANDARD		POWERFULL		STABLE
Modello	MS 365		MS 385		MS 599
Versione	AA	BA	AA	BA	AA
Tensione	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz	230/1/50 Hz
Funzionamento	● ● freddo/caldo	● freddo	● ● freddo/caldo	● freddo	● ● freddo/caldo
Range di Temperatura Set Point Freddo	0 / +10	0 / +10	-3 / +10	-3 / +10	-5 / +10
Range di Temperatura Set Point Caldo	+30 / +40	-	+30 / +40	-	+30 / +45
Impostazioni tempi di lavoro e pausa	fino a 60 min. MAX		fino a 60 min. MAX		fino a 60 min. MAX
Massaggio	Regolabile		Regolabile		Regolabile

Combinazioni Fasce Termiche

Collo	X	X	X
Spalla	X	X	X
Tendine	XX	XXXX	XXXX
Ginocchio • Tendine Nodello (anaomica)	XX	XXXX	XXXX
Ginocchio • Tendine Nodello • Zoccolo (anatomica)	-	XX	XX
Zoccolo	XX	XXXX	XXXX
Grassella	X	X	X
Garretto	XX	XX	XX
Schiena	X	X	X
Coperta schiena	-	X	X

X= numero di fasce termiche applicabili consigliate.

I dati tecnici riportati in tabella sono stati verificati con temperatura esterna di +30 °C. Descrizioni, dati tecnici ed illustrazioni non sono vincolanti. La ZAMAR si riserva il diritto, per ragioni tecniche e commerciali, di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.

ZAMAR

www.zamar.it

Strada Naz. della Cisa Km162, 34/A
46029 Suzzara (MN) Italy
Tel. 0039 0376 522158
Fax 0039 0376 509454
E-mail: info@zamar.it

Rivenditore Autorizzato

La Rivoluzione nel Trattamento
col Freddo



Infiniti vantaggi nessuna controindicazione

- Temperatura costante e programmabile sia freddo sia caldo.
- Massimo effetto decongestionante e decontratturante.
- Massima semplicità e praticità di utilizzo sia in gara sia in scuderia.



- Evita la somministrazione di farmaci e antinfiammatori e gli indesiderati effetti collaterali.
- Trattamento sicuro ed efficace, altamente innovativo rispetto ai soliti metodi empirici (irrigazioni, ghiaccio o gel glicolici).
- Il nostro ufficio tecnico è sempre a disposizione per progettare fasce per specifiche necessità



STABLE



Particolarmente indicato per le scuderie

Dalle esperienze sul campo nasce un nuovo prodotto denominato "STABLE" che permette:

- Maggior potenza frigorifera.
- Possibilità di contenere tutti gli accessori necessari ai trattamenti.
- Facilità di spostamento (su ruote apposite).
- Robustezza (lamiera di acciaio, trattato e verniciato).
- Filtri antipolvere per evitare l'intasamento del condensatore.

ACCESSORI



Carrello per campo di gara, richiudibile per riduzione ingombri e facilità di movimentazione. Telo di protezione per unità.



Supporto per scuderia, mantiene sollevata l'unità preservandola da possibili urti, meno possibilità di intasamento per polveri.



Borsa da trasporto per tubazioni e fasce termiche



Tubi di collegamento dotati di un sistema brevettato di sgancio di sicurezza per evitare danni sia all'animale che all'unità "in caso di fuga".